

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Irak4 폴리클로날 항체 - Q9Nwz3

품목 번호: CM0024586



소개

선천성 면역의 핵심 키나아제인 인간 IRAK4에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트 샘플과 반응합니다. TLR/IL-1R 신호 전달 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IRAK4 Rabbit pAb
비고/별칭	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; IRAK4
종	인간 (Human)
GeneID (인간)	51135
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9NWZ3
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백