

Wb, Elisa용 항-Irak4 토끼 단클론 항체 - Q9Nwz3

품목 번호: CM0002419



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합한 KD 검증 완료된 재조합 토끼 단클론 항인간 IRAK4 항체입니다. Myddosome 복합체 형성, TLR/IL-1R 신호 전달 및 NF- κ B 활성화에서 IRAK4의 역할 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증 완료] IRAK4 토끼 mAb
비고/별칭	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; [KD 검증 완료] IRAK4
종	인간
유전자 ID (인간)	51135
유전자 ID	51135
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NWZ3
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스 팩