

Anti-Irak4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nwz3

품목 번호: CM0026430



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 IRAK4 토끼 다클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트 IRAK4를 인식합니다. 선천성 면역 반응 및 TLR/IL-1R 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IRAK4 Rabbit pAb
비고/별칭	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; IRAK4
종(Species)	Human
유전자 ID	51135 (Human)
면역원	인간 IRAK4 (NP_057207.2)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9NWZ3
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩