

Wb, Elisa용 Anti-Ire1 단클론 항체 - O75460

품목 번호: CM0003372



소개

인간 IRE1에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 검증됨. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 IRE1을 검출합니다. ER 스트레스 및 미접힌 단백질 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IRE1 Rabbit mAb
비고/별칭	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p
종	인간
유전자 ID (인간)	2081
유전자 ID	2081
면역원	인간 IRE1의 아미노산 286-435에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질 (NP_001424.3).
원산지	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75460
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스백