

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ire1 Rabbit Polyclonal Antibody - O75460

품목 번호: CM0024684



소개

인간 IRE1(ERN1)에 대한 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 랫트의 IRE1 검출. ER 스트레스 및 UPR 경로의 핵심 센서.

자세히 알아보기

파라미터	사양
제품명	IRE1 Rabbit pAb
비고/별칭	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p
종	인간
GeneID (인간)	2081
GeneID	2081
면역원	인간 IRE1 (NP_001424.3)의 아미노산 286-435 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O75460
단백질 분자량	110 kDa
배송	아이스백