

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Irf1 폴리클로날 항체 - P10914

품목 번호: CM0024733

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 검증된 고품질 토끼 유래 anti-IRF1 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트 IRF1과 반응. 면역 및 암 연구에서 인터페론 조절 인자 기능 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IRF1 Rabbit pAb
비고/별칭	MAR; IRF-1; IRF1
종	인간
GeneID	3659
면역원	인간 IRF1 (NP_002189.1)의 아미노산 181-280 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P10914
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백