


Wb, Ip, Elisa용 Anti-Irf2 Rabbit Monoclonal Antibody - P14316

품목 번호: CM0011953



소개

WB, IP, ELISA에 대해 검증된 고품질 IRF2 Rabbit Monoclonal Antibody. 인간 및 마우스 IRF2 (P14316)에 특이적. 전사 조절 및 인터페론 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IRF2 Rabbit mAb
비고/별칭	IRF-2; IRF2
종	인간
GeneID (인간)	3660
GeneID	3660
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P14316
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백