

Anti-Irf3 (Iiae7) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q764M6

품목 번호: CM0028542

소개

IRF3 Rabbit Polyclonal Antibody (IIAE7)는 Sus scrofa IRF3를 표적으로 하며 인간과의 교차 반응성을 가집니다. WB 및 ELISA 검증을 거쳤으며, 선천 면역 및 항바이러스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IRF3 Rabbit pAb
비고/별칭	IIAE7
종	Sus scrofa (돼지)
GeneID (인간)	3661
GeneID	396656
면역원	Sus scrofa IRF3 (NP_998935.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	웨스턴 블롯(WB), ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q764M6
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스팩