

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip용 항Irf3 다클론 항체 - Q14653

품목 번호: CM0013362



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP용 IRF3 토끼 다클론 항체(pAb). 사람, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 핵심 선천성 면역 전사 인자인 인터페론 조절 인자 3(Q14653)을 표적으로 합니다. 항바이러스 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IRF3 토끼 pAb
비고/별칭	IIAE7; IRF3
종	사람
유전자 ID (사람)	3661
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q14653
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩