

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Irf3 폴리클로널 항체 - Q14653

품목 번호: CM0024178



소개

IRF3에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, 사람, 쥐, 랫트의 WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 선천성 면역 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IRF3 Rabbit pAb
비고/별칭	IIAE7; IRF3
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	3661
유전자 ID	3661
면역원	사람 IRF3 (NP_001184052.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q14653
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)