


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Irf3 토끼 다클론 항체 - P70671

품목 번호: CM0019359



소개

생쥐 Irf3(IRF-3, IIAE7)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 생쥐, 쥐와 교차 반응합니다. 선천성 면역 및 인터페론 신호 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Irf3 토끼 pAb
비고/별칭	IRF-3, IIAE7, IRF 3
종	생쥐
유전자 ID (사람)	3661
유전자 ID	54131
면역원	생쥐 Irf3(NP_058545.1) 아미노산 100-200 범위의 서열에 해당하는 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P70671
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스 팩