

Wb, Elisa용 항-Irf4 다클론 항체 - Q15306

품목 번호: CM0017229



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 검증을 완료한 토끼 다클론 항-IRF4 항체로, 사람, 마우스 및 랫드 IRF4를 인식합니다. 림프계 및 면역 세포에서 IRF4 전사 활성화를 연구하는데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IRF4 토끼 pAb
비고/별칭	MUM1; LSIRF; SHEP8; NF-EM5; IRF4
종	사람
유전자 ID (사람)	3662
유전자 ID	3662
면역원	사람 IRF4의 아미노산 150-350번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_002451.2)
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q15306
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스팩