

Anti-Irf5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q13568

품목 번호: CM0015230



소개

인간 IRF5에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 선천면역, 인터페론 신호전달, 염증 반응 연구에 적합. 인간 및 쥐와 교차반응.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IRF5 Rabbit pAb
비고/별칭	SLEB10; IRF5
종	인간
GeneID (인간)	3663
GeneID	3663
면역원	인간 IRF5 (NP_001092097.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q13568
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백