

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Irf6 Rabbit Monoclonal Antibody - O14896

품목 번호: CM0010228

소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증된 IRF6 Rabbit Monoclonal Antibody (O14896). 인간, 마우스, 래트 IRF6 검출. 표피 분화 및 유방암 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	IRF6 Rabbit mAb
비고/별칭	LPS; PIT; PPS; VWS; OFC6; PPS1; VWS1; IRF6
종	인간
GeneID (Human)	3664
GeneID	3664
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14896
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백