

Wb, Elisa용 항Irf6 토끼 다클론 항체 - O14896

품목 번호: CM0030864

소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증된 고품질 항IRF6 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐 및 쥐 IRF6를 검출합니다. 표피 발달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IRF6 토끼 pAb
비고/별칭	LPS; PIT; PPS; VWS; OFC6; PPS1; VWS1; IRF6
종	사람
GeneID (사람)	3664
GeneID	3664
면역원	사람 IRF6 (NP_006138.1)의 아미노산 115-300에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	O14896
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스 팩