

## Wb, Elisa용 Anti-Irf7 토끼 다클론 항체 - Q92985

품목 번호: CM0014566



### 소개

WB 및 ELISA용 인간 IRF7에 대한 토끼 다클론 항체이며, 마우스와 교차 반응합니다. I형 인터페론 반응의 핵심 전사 조절자로서 바이러스에 대한 선천면역에 중요한 역할을 합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 사양                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 제품명         | IRF7 토끼 pAb                                            |
| 비고/별칭       | IMD39; IRF-7; IRF7A; IRF7B; IRF7C; IRF7H; IRF-7H; IRF7 |
| 종           | 인간                                                     |
| GeneID (인간) | 3665                                                   |
| GeneID      | 3665                                                   |
| 면역원         | 인간 IRF7(NP_001563.2)의 아미노산 50-150 영역에 해당하는 합성 펩타이드     |
| 공급원         | 토끼                                                     |
| 분류          | 다클론 항체                                                 |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                              |
| 교차 반응성      | 마우스                                                    |
| SWISS       | Q92985                                                 |
| 단백질 분자량     | 54kDa                                                  |
| 배송          | 아이스팩                                                   |