

Wb, Elisa용 Anti-Irf8 폴리클론 항체 - Q02556

품목 번호: CM0015966

소개

인체 IRF8(ICSBP)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, Western Blot 및 ELISA 검증 완료. IRF8은 인터페론 신호 전달 및 수지상 세포 발달에 관여하는 전사 인자입니다. 아이스팩으로 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IRF8 토끼 pAb
비고/별칭	ICSBP; IRF-8; ICSBP1; IMD32A; IMD32B; H-ICSBP; IRF8
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	3394
유전자 ID	3394
면역원	인체 IRF8(NP_002154.1)의 137-426 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체
SWISS	Q02556
단백질 무게	48kDa
배송	아이스팩