

Wb 및 Elisa용 Anti-Irf8 Rabbit Polyclonal Antibody - Q02556

품목 번호: CM0028355

소개

IRF8에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서
검증됨. 인간 및 마우스와 반응. 면역 세포 분화 및
인터페론 신호전달에 관여하는 전사 인자 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IRF8 Rabbit pAb
비고/별칭	ICSBP, IRF-8, ICSBP1, IMD32A, IMD32B, H-ICSBP, IRF8
종	인간
GeneID (인간)	3394
GeneID	3394
면역원	인간 IRF8 (NP_002154.1)의 아미노산 137-426에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q02556
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백