

Wb, Ihc-P, Elisa용 항인간 Irf2 토끼 단클론 항체 - P48200

품목 번호: CM0004234



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 고품질 항IRF2 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 보이며, 철 대사, 유전자 조절 및 질환 바이오마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IRF2 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ACO3; IRF2; IRF2AD; NDCAMA; IRE-BP2; IRE-BP 2
종	인간
유전자 ID (인간)	3658
면역원	인간 IRF2 (NP_004127.2)의 아미노산 700-963에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P48200
단백질 분자량	105 kDa
배송 방식	아이스백