

Anti-Irp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P48200

품목 번호: CM0028818



소개

사람 IRP2 (IREB2)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 철 대사 및 신경 퇴행성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IRP2 Rabbit pAb
비고/별칭	ACO3; IRP2; IRP2AD; NDCAMA; IRE-BP2; IRE-BP 2
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	3658
유전자 ID	3658
항원	재조합 단백질; 사람 IRP2 (NP_004127.1)의 아미노산 760-963에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P48200
단백질 크기	105kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)