

Wb 및 Elisa용 항Irs1 토끼 다클론 항체 - P35569

품목 번호: CM0027926



소개

생쥐 IRS1(인슐린 수용체 기질 1)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인슐린 신호 전달, 포도당 대사 및 세포 성장 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IRS1 토끼 pAb
비고/별칭	G972R; IRS-1
종	생쥐
유전자 ID (인간)	3667
유전자 ID	16367
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	P35569
단백질 분자량	131 kDa
배송 방식	아이스백