

## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Irs2 토끼 다클로날 항체 - Q9Y4H2

품목 번호: CM0029071



### 소개

사람 IRS2를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐와 반응합니다. 인슐린 신호 전달, 포도당 대사 및 세포 증식 연구에 필수적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | IRS2 Rabbit pAb                                                 |
| 비고/별칭                    | IRS-2; IRS2                                                     |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                                       |
| GeneID (사람)              | 8660                                                            |
| GeneID                   | 8660                                                            |
| 면역원(Immunogen)           | 사람 IRS2 (NP_003740.2)의 아미노산 1238-1338에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                      |
| 카테고리                     | 다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                  |
| 어플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                        |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)                                   |
| SWISS                    | Q9Y4H2                                                          |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 137kDa                                                          |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                  |