


Wb, Elisa용 Anti-Iscu 토끼 다클로날 항체 - Q9H1K1

품목 번호: CM0026244



소개

재조합 인간 ISCU 단백질로 면역시킨 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 샘플에 대해 검증되었으며, 철-황 클러스터 생합성에 관여하는 미토콘드리아 스캐폴드 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ISCU Rabbit pAb
비고/별칭	HML; ISU2; NIFU; NIFUN; hnifU; 2310020H20Rik; ISCU
종	Human
GeneID (인간)	23479
GeneID	23479
면역원	인간 ISCU (NP_998760.1)의 아미노산 1-167에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	Q9H1K1
단백질 분자량	18kDa
배송	Ice bag