

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Isg20 Rabbit Polyclonal Antibody - Q96Az6

품목 번호: CM0015524



소개

인간 ISG20에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차반응함. 항바이러스 선천면역, 인터페론 자극 유전자, RNA 대사 연구에 유용함.

자세히 알아보기

파라미터	사양
제품명	ISG20 Rabbit pAb
비고/별칭	CD25, HEM45, ISG20
종	인간
유전자 ID (인간)	3669
면역원	인간 ISG20 (NP_002192.2)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q96AZ6
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백