

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Islet1 단클론 항체 - P61371

품목 번호: CM0002219

소개

인간 Islet1(P61371)을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응하며, 신경 분화 및 심장 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Islet1 토끼 mAb
비고/별칭	Isl-1; ISLET1; Islet1
종	인간
유전자ID (인간)	3670
유전자ID	3670
면역원	인간 Islet1(P61371)의 아미노산 200-300번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P61371
단백질 분자량	39 kDa
배송 방식	아이스백