

Anti-Islet1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P61371

품목 번호: CM0028848

소개

WB 및 ELISA 응용 분야에 검증된 고품질 anti-Islet1 토끼 폴리클론항체. 발달 과정의 핵심 전사 인자인 인간, 마우스, 래트 Islet1과 반응합니다. 신경과학, 심장, 줄기세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Islet1 Rabbit pAb
비고/별칭	Isl-1; ISLET1; Islet1
종	인간
GeneID (인간)	3670
GeneID	3670
면역원	인간 Islet1 (NP_002193.2)의 아미노산 1-349에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61371
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩