


Wb, Elisa용 Anti-Isy1 폴리클로날 항체 - Q9Ulr0

품목 번호: CM0018163



소개

전사 전(pre-mRNA) 스플라이싱 인자 및 miRNA 처리 조절 인자인 인간 ISY1을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스 샘플과 교차 반응성을 가집니다. 스플라이싱 및 줄기세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ISY1 Rabbit pAb
비고/별칭	FSAP33; ISY1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	57461
유전자 ID	57461
면역원(Immunogen)	제조항 단백질 인간 ISY1 (NP_001186398.1)의 아미노산 1-307에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9ULR0
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩