


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Itch 폴리클로널 항체 - Q96J02

품목 번호: CM0022728



소개

ITCH (AIP4)에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, 사람, 쥐, 랫드에 대한 교차 반응성을 가지며 WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. E3 유비퀴틴 리가제 기능 및 염증성 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ITCH Rabbit pAb
비고/별칭	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPPI; ITCH
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	83737
GeneID	83737
면역원(Immunogen)	ITCH (NP_001244066.1)의 아미노산 1-155에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	Q96J02
단백질 분자량(Protein Weight)	103kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)