

Wb, Elisa용 Anti-Itfg1 다클론 항체 - Q8Tb96

품목 번호: CM0013338

소개

사람 ITFG1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 응용에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 표적은 이식편대숙주병 보호에 관여하는 T세포 면역조절 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ITFG1 토끼 pAb
비고/별칭	TIP; CDA08; LNKN-1; 2310047C21Rik; ITFG1
종	사람
유전자 ID (사람)	81533
유전자 ID	81533
면역원	사람 ITFG1의 313-612번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_110417.2).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q8TB96
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스팩