

Wb 및 Elisa용 항Itga10 토끼 다클론 항체 - O75578

품목 번호: CM0024281

소개

인간 ITGA10에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 생쥐와 반응합니다. 콜라겐 수용체 연구에 적합합니다. 단백질 분자량: 128kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ITGA10 토끼 pAb
비고/별칭	PRO827; ITGA10
종	인간
GeneID (인간)	8515
GeneID	8515
면역원	인간 ITGA10 (NP_003628.2)의 아미노산 801-1040 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	O75578
단백질 분자량	128kDa
배송 방법	아이스 팩