


## Anti-Itgal/Cd49A 단일클론 항체 () For Fc - P56199

품목 번호: CM0012666



### 소개

유세포분석용 접합 토끼 항-인간 ITGA1/CD49a 단일클론 항체입니다. 라미닌 및 콜라겐 수용체인 인테그린 알파-1을 인식하여, 인간 샘플에서 이 세포 부착 분자를 신뢰성 있게 검출할 수 있습니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터                     | 값                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | Rabbit anti-Human ITGA1/CD49a mAb                                    |
| 비고/별칭                    | VLA1; CD49a                                                          |
| 종(Species)               | Human (인간)                                                           |
| Gene ID (Human)          | 3672                                                                 |
| Gene ID                  | 3672                                                                 |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 ITGA1/CD49a (NP_852478.1)의 아미노산 29-1141에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | Rabbit (토끼)                                                          |
| 카테고리                     | 단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)                                      |
| 애플리케이션(Application)      | FC (유세포분석)                                                           |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human (인간)                                                           |
| SWISS                    | P56199                                                               |
| 단백질 분자량                  | 131kDa                                                               |
| 배송(Shipping)             | 아이스백 (Ice bag)                                                       |