

Wb, Elisa용 Anti-Itga3 다클론 항체 - P26006

품목 번호: CM0019322

소개

인간 ITGA3에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 인테그린 알파-3 기능, 세포 접착 및 암 침윤 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ITGA3 토끼 pAb
비고/별칭	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3; ITGA3
종	인간
GeneID (인간)	3675
GeneID	3675
면역원	인간 ITGA3(P26006)의 아미노산 85-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P26006
단백질 분자량	117kDa
배송	아이스백