

Anti-Itga8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P53708

품목 번호: CM0017333

소개

재조합 단백질 면역원으로 제작된 ITGA8에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차반응성을 보입니다. 표적 분자량은 117 kDa입니다. ITGA8은 신장 발달 및 세포 부착에 관여하는 인테그린 알파 서브유닛입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ITGA8 Rabbit pAb
비고/별칭	ITGA8
종	인간
GeneID (Human)	8516
GeneID	8516
면역원	인간 ITGA8 (NP_003629.2)의 아미노산 907-1000에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P53708
단백질 분자량	117kDa
배송	아이스백