

Wb, Elisa용 항Itga9 다클론 항체 - Q13797

품목 번호: CM0025116

소개

인테그린 알파-9(ITGA9)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었고 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 세포 접착 및 혈관 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ITGA9 토끼 pAb
비고/별칭	RLC; ITGA4L; ALPHA-RLC; ITGA9
종	인간
유전자ID (인간)	3680
유전자ID	3680
면역원	인간 ITGA9 (NP_002198.2)의 아미노산 30-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q13797
단백질 분자량	114kDa
배송 방식	아이스 팩