

Wb 및 Elisa용 항Itgae(Cd103) 토끼 다클론 항체 - P38570

품목 번호: CM0026372



소개

인테그린 알파-E(CD103)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 림프구 유착, 점막 면역 및 상피 장벽 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ITGAE 토끼 pAb
비고/별칭	CD103; HUMINAE; ITGAE
종	인간
유전자 ID (인간)	3682
유전자 ID	3682
면역원	인간 ITGAE(NP_002199.3)의 아미노산 19-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P38570
단백질 분자량	130kDa
배송	아이스 팩