


Anti-Itgax 폴리클론항체 For Wb, If/Icc, Elisa - P20702

품목 번호: CM0013100



소개

인간 ITGAX(CD11C)에 대한 Rabbit 폴리클론항체로 WB, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 단핵구 부착, 염증 반응 및 식세포작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ITGAX Rabbit pAb
비고/별칭	CD11C; SLEB6; ITGAX
종	인간
GeneID (Human)	3687
GeneID	3687
면역원	재조합 단백질 ITGAX (NP_000878.2)의 아미노산 146-342에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20702
단백질 분자량	128kDa
배송	아이스백