


Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Itgb3Bp 폴리클로날 항체 - Q13352

품목 번호: CM0014793



소개

인간 ITGB3BP (CENPR, NRIF3)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 중심체, 전사 조절 및 세포사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ITGB3BP Rabbit pAb
비고/별칭	CENPR; NRIF3; TAP20; CENP-R; HSU37139; ITGB3BP
종	인간
GeneID	23421
면역원	인간 ITGB3BP (NP_055103.3)의 아미노산 1-111에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13352
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백