


Wb 및 Elisa용 Anti-Itgb3Bp 폴리클로널 항체 - Q13352

품목 번호: CM0030324



소개

인간 ITGB3BP (CENPR, NRIF3)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 전사 조절 및 동원체/키네토코어 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ITGB3BP Rabbit pAb
비고/별칭	CENPR; NRIF3; TAP20; CENP-R; HSU37139; ITGB3BP
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	23421
GeneID	23421
면역원(Immunogen)	인간 ITGB3BP (NP_055103.3)의 아미노산 1-111에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q13352
단백질 분자량	20kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)