


Wb 및 Elisa용 항Itgb5 토끼 다클론 항체 - P18084

품목 번호: CM0024617



소개

WB 및 ELISA용 ITGB5 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트 ITGB5를 검출합니다. 재조합 면역원, 88 kDa. 세포 접착 및 바이러스 침입 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ITGB5 토끼 pAb
비고/별칭	ITGB5
종	인간
유전자 ID (인간)	3693
유전자 ID	3693
면역원	재조합 단백질 인간 ITGB5 (NP_002204.2)의 아미노산 490-720에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P18084
단백질 분자량	88kDa
배송 방식	아이스 팩