

Anti-Itgb6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P18564

품목 번호: CM0019719



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 인간 ITGB6에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스 및 래트 ITGB6을 인식합니다. 세포 접착, TGF-베타 활성화 및 바이러스 진입에 관여하는 인테그린 베타-6 수용체.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ITGB6 Rabbit pAb
비고/별칭	AI1H; ITGB6
종	인간
유전자 ID	3694
면역원	인간 ITGB6 (NP_000879.2)의 아미노산 732-788에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P18564
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백