

Wb, Elisa용 Anti-Itgb7 폴리클로날 항체 - P26010

품목 번호: CM0030086



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 ITGB7 토끼 폴리클로날 항체로, 사람 및 마우스에서 검증되었습니다. 장관 관련 림프 조직 연구를 위한 핵심 림프구 호밍 수용체인 인테그린 베타-7을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ITGB7 Rabbit pAb
비고/별칭	ITGB7
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	3695
유전자 ID	3695
면역원(Immunogen)	사람 ITGB7 (NP_000880.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P26010
단백질 분자량	87kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)