

Wb 및 Elisa용 항Itgb8 토끼 다클론 항체 - P26012

품목 번호: CM0029509



소개

인간 ITGB8에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. TGF-베타 활성화 및 혈관 발생에 관여하는 피브로넥틴 수용체인 인테그린 베타-8을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ITGB8 토끼 pAb
비고/별칭	ITGB8
종	인간
유전자 ID (인간)	3696
유전자 ID	3696
면역원	재조합 단백질 인간 ITGB8 (NP_002205.1)의 아미노산 43-320번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26012
단백질 분자량	86 kDa
배송	아이스 팩