

Elisa 및 Wb용 Anti-Itgbl1 Rabbit Polyclonal Antibody - O95965

품목 번호: CM0021863

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 ITGBL1 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 ITGBL1을 인식합니다. 혈관 생물학 및 세포외 기질 연구에서 인테그린 베타 유사 단백질 1의 기능을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ITGBL1 Rabbit pAb
비고/별칭	OSCP; TIED; ITGBL1
종	Human
GeneID (인간)	9358
GeneID	9358
면역원	인간 ITGBL1 (NP_004782.1)의 아미노산 200-300에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O95965
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스 팩