

Anti-Itih3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q06033

품목 번호: CM0025451

소개

인간 ITIH3에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 약 100kDa 밴드를 검출합니다. 히알루로난 대사 및 세포외 기질 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ITIH3 Rabbit pAb
비고/별칭	H3P; SHAP; ITI-HC3; ITIH3
종	인간
GeneID (인간)	3699
GeneID	3699
면역원	인간 ITIH3 (NP_002208.3)의 아미노산 35-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q06033
단백질 무게	100kDa
배송	아이스백