

Wb, Elisa용 항Itk/Emt 단클론 항체 - Q08881

품목 번호: CM0005451



소개

인간 ITK/EMT(티로신 단백질 키나아제 ITK/TSK)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. T세포 신호 전달, 면역 반응 및 키나아제 활성화 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ITK/EMT 토끼 단클론항체
비고/별칭	EMT; LYK; LPFS1; PSCTK2; ITK/EMT
종	인간
유전자ID (인간)	3702
면역원	인간 ITK/EMT 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q08881
단백질 분자량	72kDa
배송 방식	아이스 팩