


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Itln1 폴리클로날 항체 - Q8Wwa0

품목 번호: CM0028742



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 인간 ITLN1 (인텔렉틴-1/오멘틴)에 대한 토끼 폴리클로날 항체; 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보이며, 선천성 면역 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ITLN1 토끼 pAb
비고/별칭	HL1; LFR; HL-1; INTL; ITLN; hintL; omentin; ITLN1
종	인간
GeneID (인간)	55600
GeneID	55600
면역원	인간 ITLN1 (NP_060095.2)의 아미노산 19-313에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q8WWA0
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백