

Wb, Elisa용 항-Itpa 다클론 항체 - Q9By32

품목 번호: CM0016040



소개

뉴클레오티드 대사 효소인 인간 ITPA에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 비표준 퓨린 배제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ITPA 토끼 pAb
비고/별칭	DEE35; My049; ITPase; NTPase; C20orf37; dJ794I6.3; HLC14-06-P; ITPA
종	인간
유전자 ID (인간)	3704
유전자 ID	3704
면역원	인간 ITPA(NP_258412.1)의 아미노산 1-194에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BY32
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스 팩 포장