


Wb, Elisa용 Anti-Itpka 토끼 다클로날 항체 - P23677

품목 번호: CM0021942



소개

사람 ITPKA (이노시톨 트리스포스페이트 3-키나아제 A)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. InsP3 대사 및 칼슘 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ITPKA Rabbit pAb
비고/별칭	IP3KA, IP3-3KA, ITPKA
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	3706
유전자 ID	3706
면역원(Immunogen)	사람 ITPKA (NP_002211.1)의 아미노산 141-461에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P23677
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)