

Wb 및 Elisa용 항Itpkb 토끼 다클론 항체 - P27987

품목 번호: CM0025943

소개

인간 ITPKB (IP3K-B)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 칼슘 항상성 및 이노시톨 인산 신호전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ITPKB 토끼 pAb
비고/별칭	IP3K; IP3KB; PIG37; IP3K-B; IP3-3KB; ITPKB
종	인간
GeneID (인간)	3707
GeneID	3707
면역원	인간 ITPKB (NP_002212.3)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P27987
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스 팩