

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Itpr2 다클론 항체 - Q14571

품목 번호: CM0023514

소개

인간 ITPR2(IP3R2, IP3 조절 칼슘 채널)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 칼슘 신호 전달 및 근육/심장 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ITPR2 토끼 pAb
비고/별칭	ANHD; IP3R2; CFAP48; INSP3R2; ITPR2
종	인간
유전자 ID	3709
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q14571
단백질 분자량	308kDa
배송	아이스백